

M300-V

Bomba de seringa

Seu companheiro, nosso cuidado



Garantia de segurança




Monitoramento multi-CPU Injeção de alta precisão

Matriz de CPU

O M300-V adota múltiplas CPUs para monitorar umas às outras e formar um sistema de alarme coordenado para garantir a segurança da injeção e evitar acidentes.

Motor de alto desempenho

O motor de passo de alto desempenho e o sistema de transmissão permitem que o M300-V injete sem gerar ondas de pulso, mesmo em baixas velocidades.



Sistema de gerenciamento de oclusão inteligente

Anti-Bolo

Liberação automática de pressão e monitoramento de pressão em tempo real. Na presença de obstrução do bolo, a pressão é liberada automaticamente, e um alarme sonoro e visual é emitido para alertar a equipe médica a lidar com isso.

Monitoramento de pressão dinâmica

O alarme em tempo real para pressão anormal é especialmente projetado em resposta a mudanças drásticas na pressão da seringa. O valor da pressão da seringa é monitorado com displays digitais e gráficos.





Tela de fácil acesso

A bomba de seringa M300-V tem uma tela grande de 4,3 polegadas com inclinação de 20 graus, operação por tela sensível ao toque, visor numérico visualizado e cores realistas, o que torna a exibição da curva de injeção mais vívida.



Instrumentos Médicos Shenzhen Comen Co.,
Ltd.

Endereço: Piso 10, Piso 11 e Seção C do Piso 12 do Edifício 1A e Piso 1 ao Piso 5 do Edifício 2, Edifício FIYTA Timepiece, Avenida Nanhuan, Subdistrito de Matian, Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, 518106, R.P. China Tel: +86-755-2643 1236 Fax: +86-755-2643 1232 Site: en.comen.com E-mail: info@szcomen.com

COMEN
São Bernardo
Soluções para a Saúde

(61) 3233-2958

(61) 9.9321-6835