



EMPRESA  
**100%**  
NACIONAL

**IP 34**  
Proteção  
contra infiltração

**Touch  
Screen**  
Melhor  
usabilidade

**Até 4 Modos de  
Programação**  
Inclusive MODO DOSE

**Sistema DPS**

**Biblioteca Configurável**  
Permite customização

**Design Moderno**  
Leve, empilhável e de fácil transporte

Compatível com as principais  
marcas de seringa para bomba de  
infusão.


**Conexão Wi-fi**  
Permite conexão com plataforma de  
monitoramento

# S-LINK

## Bomba de Infusão de Seringa

### SEGURANÇA EM NEONATOLOGIA E ANESTESIA

Tecnologia  
conectada à vida



 *Tecnologia  
de Infusão*

# lifemed

*Conexão com a vida*

## BENEFÍCIOS

Equipamento de última geração com Tela touchscreen colorida com interface interativa que proporciona maior usabilidade e segurança na operação.

Conexão WI-FI independente e segura que permite a integração com a plataforma de monitoramento INTEGRARE/Lifeview, que reúne em tempo real todas as informações da infusão, incluindo medicamentos administrados, volumes, doses, alarmes e todos os eventos relacionados a terapia.

Quatro modos de programação: Taxa (Volume x Fluxo x Tempo), volume/tempo, dose e biblioteca de medicamentos, além do protocolo DERS (opcional).

Equipamento leve e com design moderno, com autonomia de bateria de até 11 horas e indicação de uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal, tanto para UTI quanto para Bloco Cirúrgico.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### IDIOMAS (PRINCIPAIS)

Português, inglês e espanhol

### TAMANHOS DE SERINGAS

5, 10, 20, 50/60 ml

### PESO (SEM EMBALAGEM)

1,7Kg

### DIMENSÕES (L x C x A)

242,5 x 111 x 126,5 mm

### BATERIA (RECARREGÁVEL)

7,4V – 2.500mAh (Íons de Lítio) – 2 packs

11 horas de autonomia

### RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SERINGAS HOMOLOGADAS

Sim

### TAXA PRÉ-ALARME DE OCLUSÃO

3 níveis (300-900mmHg)

### UNIDADES DE OCLUSÃO

mmHg, kPa, bar e psi

### MODOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO

Taxa, Volume/Tempo, Dose e Biblioteca de drogas

### MODO DERS

Sim

### MODO DPS

Sim

### BOLUS

Manual e Automático

### PRÉ-DEFINIÇÃO DE BOLUS

Mínimo: 0,1ml

Máximo: taxa máxima de acordo tamanho da seringa

### TAXA DE KVO

0-5 ml/h

### ANTIBOLUS

Sim

### ERRO MÁXIMO DO SISTETMA

Mecânico:  $\leq \pm 1\%$

Operacional:  $\pm 2\%$

### TAXA DE BOLUS

Seringa 5ml: 0,1-150 ml/h

Seringa 10ml: 0,1-300 ml/h

Seringa 20ml: 0,1-600 ml/h

Seringa 50ml: 0,1-1500 ml/h

### TAXA DE INFUSÃO

Seringa 5ml: 100-150 ml/h

Seringa 10ml: 100-300 ml/h

Seringa 20ml: 100-600 ml/h

Seringa 50ml: 100-1500 ml/h

### TÁXA MÁXIMA EM MODO NEONATAL ATIVADO

100ml/h

### TAXA INCREMENTAL

0,01ml/h - 0,01 a 99,99 ml/h

0,1ml/h - 100 a 999,999 ml/h

1ml/h 1.000 a 1.500 ml/h

### VAI (VOLUME A INFUNDIR)

0 - 9.999,99 ml (incremento 0,01 ml)

### ALARMES

Vai próximo ao fim, VAI (infundido), seringa quase vazia, pressão elevada, bateria quase descarregada, bateria descarregada (vazia), nenhuma bateria inserida, nenhum fonte de alimentação, verificar seringa, alarme de aviso, tempo de espera expirado, KVO concluído

### VOLUME DE ALARME

10 níveis - ajustáveis

### CONDIÇÃO AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: 20 - 60° C

Umidade 15 - 95% - não condensável

Pressão atmosférica 57 / 106 kPa

### CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: 20 - 60° C

Umidade 10 - 95% - não condensável

Pressão atmosférica 57 / 106 kPa

### COMUNICAÇÃO / WIRELESS

IrDA

Wireless - WI-FI

### CAPACIDADE DO BANCO DE DADOS (HISTÓRICO)

Mais de 5.000 registros históricos. 30 últimas infusões

### BIBLIOTECA DE DROGAS (MEDICAMENTOS)

Até 2000 rótulos / drogas

### MODO NOTURNO

Sim

### BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO TECLADO

Sim

REGISTRO ANVISA: 10390410111 | FOL 000009 - V. 0

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

 @lifemedoficial

 @lifemedoficial

 /lifemed

11 5564-3232

Rua Castilho, 392 - 6º andar | Brooklin Paulista

São Paulo - SP | CEP: 04568-010

[www.lifemed.com.br](http://www.lifemed.com.br)

**lifemed**

Conexão com a vida