



EMPRESA
100%
NACIONAL

IP 34
Proteção
contra infiltração

**Touch
Screen**
Melhor
usabilidade

**Até 4 Modos de
Programação**
Inclusive MODO DOSE

Sistema DPS

Biblioteca Configurável
Permite customização

Design Moderno
Leve, empilhável e de fácil transporte

Compatível com as principais
marcas de seringa para bomba de
infusão.


Conexão Wi-fi
Permite conexão com plataforma de
monitoramento

S-LINK

Bomba de Infusão de Seringa

**SEGURANÇA EM
NEONATOLOGIA
E ANESTESIA**

Tecnologia
conectada à vida



 *Tecnologia
de Infusão*

lifemed

Conexão com a vida

BENEFÍCIOS

Equipamento de última geração com Tela touchscreen colorida com interface interativa que proporciona maior usabilidade e segurança na operação.

Conexão WI-FI independente e segura que permite a integração com a plataforma de monitoramento INTEGRARE/Lifeview, que reúne em tempo real todas as informações da infusão, incluindo medicamentos administrados, volumes, doses, alarmes e todos os eventos relacionados a terapia.

Quatro modos de programação: Taxa (Volume x Fluxo x Tempo), volume/tempo, dose e biblioteca de medicamentos, além do protocolo DERS (opcional).

Equipamento leve e com design moderno, com autonomia de bateria de até 11 horas e indicação de uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal, tanto para UTI quanto para Bloco Cirúrgico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

IDIOMAS (PRINCIPAIS)

Português, inglês e espanhol

TAMANHOS DE SERINGAS

5, 10, 20, 50/60 ml

PESO (SEM EMBALAGEM)

1,7Kg

DIMENSÕES (L x C x A)

242,5 x 111 x 126,5 mm

BATERIA (RECARREGÁVEL)

7,4V – 2.500mAh (Íons de Lítio) – 2 packs

11 horas de autonomia

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SERINGAS HOMOLOGADAS

Sim

TAXA PRÉ-ALARME DE OCLUSÃO

3 níveis (300-900mmHg)

UNIDADES DE OCLUSÃO

mmHg, kPa, bar e psi

MODOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO

Taxa, Volume/Tempo, Dose e Biblioteca de drogas

MODO DERS

Sim

MODO DPS

Sim

BOLUS

Manual e Automático

PRÉ-DEFINIÇÃO DE BOLUS

Mínimo: 0,1ml

Máximo: taxa máxima de acordo

tamanho da seringa

TAXA DE KVO

0-5 ml/h

ANTIBOLUS

Sim

ERRO MÁXIMO DO SISTETMA

Mecânico: $\leq \pm 1\%$

Operacional: $\pm 2\%$

TAXA DE BOLUS

Seringa 5ml: 0,1-150 ml/h

Seringa 10ml: 0,1-300 ml/h

Seringa 20ml: 0,1-600 ml/h

Seringa 50ml: 0,1-1500 ml/h

TAXA DE INFUSÃO

Seringa 5ml: 100-150 ml/h

Seringa 10ml: 100-300 ml/h

Seringa 20ml: 100-600 ml/h

Seringa 50ml: 100-1500 ml/h

TÁXA MÁXIMA EM MODO NEONATAL ATIVADO

100ml/h

TAXA INCREMENTAL

0,01ml/h - 0,01 a 99,99 ml/h

0,1ml/h - 100 a 999,999 ml/h

1ml/h 1.000 a 1.500 ml/h

VAI (VOLUME A INFUNDIR)

0 - 9.999,99 ml (incremento 0,01 ml)

ALARMES

Vai próximo ao fim, VAI (infundido), seringa quase vazia, pressão elevada, bateria quase descarregada, bateria descarregada (vazia), nenhuma bateria inserida, nenhum fonte de alimentação, verificar seringa, alarme de aviso, tempo de espera expirado, KVO concluído

VOLUME DE ALARME

10 níveis - ajustáveis

CONDIÇÃO AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: 20 - 60° C

Umidade 15 - 95% - não condensável

Pressão atmosférica 57 / 106 kPa

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: 20 - 60° C

Umidade 10 - 95% - não condensável

Pressão atmosférica 57 / 106 kPa

COMUNICAÇÃO / WIRELESS

IrDA

Wireless - WI-FI

CAPACIDADE DO BANCO DE DADOS (HISTÓRICO)

Mais de 5.000 registros históricos. 30 últimas infusões

BIBLIOTECA DE DROGAS (MEDICAMENTOS)

Até 2000 rótulos / drogas

MODO NOTURNO

Sim

BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO TECLADO

Sim

REGISTRO ANVISA: 10390410111 | FOL 000009 - V. 0

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

 @lifemedoficial

 @lifemedoficial

 /lifemed

11 5564-3232
Rua Castilho, 392 - 6º andar | Brooklin Paulista
São Paulo - SP | CEP: 04568-010
www.lifemed.com.br

lifemed

Conexão com a vida