



EMPRESA
100%
NACIONAL

V-LINK Pro

Bomba de Infusão Volumétrica

Tecnologia
conectada à vida



#conectividade

IP 34

Proteção
contra infiltração

Touch

Screen
Melhor
usabilidade

8 Modos de

Programação + DERS.

Inclusive MODO BIBLIOTECA DE DROGAS

Sistema DPS

Biblioteca Configurável

Com até 2000 rótulos

Design Moderno

Leve, empilhável e de fácil transporte

Maior Segurança

Duplo sistema anti fluxo livre

Conexão Wi-fi

Permite conexão com plataforma de monitoramento



Lifemed

Conexão com a vida



Conectividade
com a
plataforma
**INTEGRARE/
LIFEVIEW**



BENEFÍCIOS

Equipamento de última geração com Tela touchscreen colorida com interface interativa que proporciona maior usabilidade e segurança na operação.

Conexão WI-FI independente e segura que permite a integração com a plataforma de monitoramento INTEGRARE/Lifeview, que reúne em tempo real todas as informações da infusão, incluindo medicamentos administrados, volumes, doses, alarmes e todos os eventos relacionados a terapia.

Oito modos de programação: taxa (Fluxo x Volume x Tempo), volume/tempo, gotas, dose, biblioteca de drogas, rampa, sequencial e carregamento, além do protocolo DERS.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto	V-Link Pro
Peso (sem embalagem)	1,4 Kg
Dimensões (LxCxA)	(199 x 111 x 126,5) mm
Grau de Proteção IP	IP34
Alimentação: Fonte CA	Tensão (100-240V) – Freq.: 50/60 Hz
Alimentação: Fonte CC	12 V
Potência	50 VA
Fusível	Retardo – 2A, 250V
Bateria (recarregável)	Íons de Lítio
Tempo de Carga Bateria	5 h
Capacidade da Bateria	9,0
Inter Conectável	Sim
Display LCD	4,3" – Color TFT – Touch Screen
Interface de Entrada para Programação/Operação	Teclado alfa numérico (Touch Screen)
CPU	Duplo
Idiomas (Principais ²)	Português, Inglês, Espanhol Equipos de
Dispositivo de Infusão	Infusão Exclusivos Lifemed
Princípio Infusão	Peristáltico Linear
Taxa de Infusão	(0,1 – 1500) ml/h
Taxa Pré-alarmes de Oclusão	3 níveis (300 – 900 mmHg)
Unidades de Oclusão	mmHg, kPa, bar e PSI
Modos de Programação de Infusão	8 + DERS
Modo DPS	Sim
Biblioteca de Drogas	Sim
Anti Fluxo Livre	Mecânico na Bomba e Volumétrico no Equipó
Taxa de KVO	(0,1 – 5) ml/h
Taxa de Configuração do Modo Micro Bolus	(0,1 a 100) ml/h
Taxa de Bolus	Manual e Programável
Pré-definição de Bolus	(0,1 – 1500) ml/h
Anti -Bolus	Sim

Nota: Opcional 1 ou 2 baterias.

Nota: Podem ser programados outros idiomas, como por exemplo, mandarim, francês e alemão.

Nota: Demais características comuns aos modelos, podem ser verificadas no capítulo Especificações Técnicas do Manual do Usuário.

Equipamento em conformidade com as Normas
NBR IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-24

REGISTRO ANVISA: 10390410113 | FOL 000016 - V. 0

	V-Link Pro
VAI (volume a infundir)	0 – 9.999,99 ml (incremento 0,01 ml)
Volume Total Infundido	0 – 9.999,99 ml (incremento 0,01 ml)
Incremento mínimo	0,1 ml/h
Precisão do Sistema	± 5%
Níveis de Detecção de Bolhas	7 níveis (50, 100, 200, 300, 450, 600 e 800) µL
Alarmes e Pré Alarmes	VAI próximo ao fim Pressão em elevação Pressão próxima ao Limite Queda de Pressão Verificar equipo Bateria quase vazia Bateria descarregada (vazia) Oclusão Superior e Inferior Nenhuma fonte de alimentação Alarme de Aviso/Lembrança Tempo de espera expirado KVO concluído Conexão Sensor de Gotas Erro de Gotejamento Bolha de Ar (Distal e Proximal) Porta Aberta Erro de Sistema
Volume de Alarme	10 níveis ajustáveis
Condições Ambientais de Operação	Temperatura: 5 – 40 °C Umidade: 20 – 90%, não condensável Pressão Atmosférica: 86 – 106 KPa
Condições Ambientais de Armazenamento e Transporte	Temperatura: -20 – 60 °C Umidade: 10 – 95%, não condensável Pressão Atmosférica: 50 – 106 KPa
Comunicação/Wireless	IrDA – opcional - Wireless LAN - opcional
Capacidade do Banco de Dados (Histórico)	Mais que 5000 registros históricos. 30 últimas infusões
Biblioteca de Drogas (Medicamentos)	Até 2000 configuráveis
Modo Noturno	Sim
Chamada de Enfermagem	Sim
Bloqueio Automático do Teclado	Sim

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

@lifemedoficial

@lifemedoficial

/lifemed

11 5564-3232

Rua Castilho, 392 - 6º andar | Brooklin Paulista

São Paulo - SP | CEP: 04568-010

www.lifemed.com.br

lifemed

Conexão com a vida